

SOP QTC tijd berekenen

- Selecteer achter de balie op de unit de patiënt. Tik aan “bekijken”
- Op de 2^{de} monitor verschijnt het ritme van de patiënt
- Vink aan > Calipers
- Trek een lijn van R naar eerstvolgende R
- Tik in kolom rechts boven RR aan. Hierin verschijnt de tijd.
- Herhaal dit voor de QT tijd.
- Tik op opslaan in de kolom.
- Onderin het scherm verschijnt bij de alarmen een geel vierkantje. Tik aan.
- Druk nu af (rechts bovenin het scherm)
- Bereken nu QTC tijd: <http://www.medcalc.com/qtc.html>

